

## Reusable Infusing Bag



### ● 제품용도

- ✓ Designed for speeding infusion of blood, blood plasma, and other liquids.
- ✓ Wrap-around design + Pump-fitted bulb + 3 way stopcock → Easy to Use
- ✓ Transparent Bag → Clear view of the fluid bag
- ✓ Color-coded gauge → Easy Monitoring pressure (0 – 300mgHg)
- ✓ Reusable

모델명	용량	비고
M10101	500ml	식약처 신고(허가)번호: 서울 수신 110-1677호
M10145	1000ml	



DAESEUK

마취/응급/중환자  
호흡기 전문  
의료기기 직수입

### (주) 대 석 메 드

서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1동 326호

TEL : 02) 6309-4343~7 / FAX : 02) 6309-4348 /

Homepage: [www.daeseuk.com](http://www.daeseuk.com)