



## 상품정보

명칭 : 경성후두경  
모델명 : 5-5232-44

## 제품개요

환자의 구강에 삽입하여 후두의 관찰, 진단 및 치료에 이용하는 경성 내시경


## 사용목적

후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경


## 제품 이미지



## 디테일 이미지



## 제품특성



## GreenLine Fiber Optic Laryngoscope kit

\* 광원 : LED

순번	가로 (mm)	세로 (mm)	핸들총장 (mm)	타입	비고
1	92	22	145	Macintosh Blades	유아용
2	100	21			소아용
3	130	22			성인용
4	155	25			성인용

## 사용시 주의사항

1. 사용 전, 제품의 불빛이 들어오는지와 불빛의 밝기를 확인한다.
2. 본 제품은 숙련된 전문가에 의해서만 사용되어야 한다.
3. 제품을 사용 시, 지렛대로 사용하지 않으며 환자의 후두개를 덮지 않도록 주의한다.
4. 사용 후에는 반드시 세척과 소독 또는 멸균의 과정을 거친다.
5. 세척, 소독, 멸균 전에는 반드시 배터리를 분리해준다. 초음파나 건열 멸균을 하지 않으며, 요오드포나 수산화칼륨을 사용하지 않는다.